

## MethyTect Taq HS PCR试剂盒 (用于重亚硫酸盐处理后的基因组DNA)

MethyTect Taq HS PCR kit (for bisulfite-treated DNA)

Code No. AG11209

**包装量:** 200 rxns / 50  $\mu$ l

**保存温度:** -20  $^{\circ}$ C

### 产品概述

本制品是专门针对重亚硫酸盐修饰后含有尿嘧啶的基因组DNA进行PCR扩增的产品。经过重亚硫酸盐处理后的基因组DNA, 未甲基化的胞嘧啶(C)转化成尿嘧啶(U), 而甲基化的胞嘧啶(5-mC或5-hmC)不会发生转化, 进而可以通过PCR扩增或测序判断出DNA甲基化的情况。重亚硫酸盐修饰后的DNA有时会影响PCR反应性能, 本制品对DNA Polymerase、反应buffer进行优化使其适合于重亚硫酸盐修饰后的基因组DNA的扩增。对于比较难扩增的目的片段, 可通过调整 $Mg^{2+}$ 或dNTP的浓度来调节扩增效率和反应特异性。

本制品中添加了在常温状态下能够抑制DNA polymerase活性的单克隆抗体, 可以进行Hot Start PCR, 有效的抑制引物二聚体的形成及非特异性扩增。抗体在PCR反应最初的DNA变性步骤已变性, 在常规的PCR反应条件下即可使用。

### 保存

保存温度: -20  $^{\circ}$ C

运输温度: 干冰或者-20 $^{\circ}$ C冰袋

### 产品组成

MethyTect Taq HS DNA Polymerase( 5 U/ $\mu$ l )	50 $\mu$ l
10 $\times$ MethyTect PCR Buffer ( $Mg^{2+}$ free)	1 ml
dNTP Mix ( 10 mM each )	300 $\mu$ l
$MgCl_2$ Solution ( 50 mM )	600 $\mu$ l

### 引物设计

经重亚硫酸盐转化之后的DNA正义链与反义链不互补, 设计引物时需注意与一般引物设计有所不同, 推荐使用专用引物设计软件, 如MethPrimer ( <http://www.urogene.org/methprimer/> )。

## 实验操作

### 反应体系 (50 $\mu$ l)

组分名称	反应终浓度	加入量
<i>MethyTect</i> Taq HS DNA Polymerase( 5 U/ $\mu$ l ) <sup>*1</sup>	1.25 U	0.25 $\mu$ l
10 × <i>MethyTect</i> PCR Buffer ( Mg <sup>2+</sup> free )	1X	5 $\mu$ l
MgCl <sub>2</sub> Solution ( 50 mM )	2.5 mM <sup>*2</sup>	2.5 $\mu$ l
dNTP Mix ( 10 mM each )	0.3 mM <sup>*2</sup>	1.5 $\mu$ l
Primer F ( 10 $\mu$ M )	0.4 $\mu$ M <sup>*2</sup>	2 $\mu$ l
Primer R ( 10 $\mu$ M )	0.4 $\mu$ M <sup>*2</sup>	2 $\mu$ l
Template	<100 ng <sup>*3</sup>	-
RNase free water	-	Up to 50 $\mu$ l

\*1: 产品中*MethyTect* Taq HS DNA Polymerase 甘油浓度较高, 使用前短暂离心将所有的溶液收集至离心管底部, 减少损失, 并用移液枪轻轻吸打混匀, 过程中尽量避免起泡, 然后再进行使用。

\*2: 请先使用上述体系进行 PCR 扩增反应, 若无扩增产物或出现非特异性扩增时, 可尝试调整MgCl<sub>2</sub>、dNTP Mix或引物的浓度以改善扩增结果。如:

- MgCl<sub>2</sub> 浓度可在 2.0 mM ~ 3.0 mM 范围内调整;
- dNTP Mix 浓度可在 0.2 mM ~ 0.4 mM 范围内调整;
- 引物浓度可在 0.2  $\mu$ M ~ 1  $\mu$ M 范围内调整。

\*3: 通常模板添加量少于 100 ng。

详细信息请查阅 [www.agbio.com.cn](http://www.agbio.com.cn)

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.

### 反应条件

Step	温度	时间	Cycles
变性 <sup>*1</sup>	98°C	10 sec	} 30~40
退火 <sup>*2</sup>	55°C	30 sec	
延伸	72°C	30 sec / 60 sec <sup>*3</sup>	

\*1: 变性条件的设定可根据设备进行调整, 一般98°C 5~10 sec 或 94°C 20~30 sec。

\*2: 退火温度可根据扩增情况进行调整, 如出现非特异性扩增或者有 Smear, 可尝试提高退火温度, 如无片段扩增可尝试降低退火温度。

\*3: 请根据扩增片段大小设定 PCR 反应条件: 扩增片段小于 500 bp 时, 延伸时间设定为 30 sec; 扩增片段为 500 bp ~ 1 kb 时, 延伸时间设定为 1 min; 大于 1 kb 时, 可设置为 1min / kb; 但如果无扩增产物或者扩增效率差时可增加延伸的时间。

**注意:** 重亚硫酸盐修饰后的模板 DNA 损伤严重, 扩增片段过长会降低扩增效率。建议扩增产物不超过 1 kb, 若扩增片段大于 1 kb, 可考虑通过调整 MgCl<sub>2</sub>、dNTP Mix、引物浓度或者反应条件来改善扩增结果。

## 结果检测

1. PCR产物可进行琼脂糖凝胶电泳检测;
2. PCR产物纯化后可进行测序及克隆(本产品可进行T载体克隆), 用于后续甲基化分析。