

水(不含RNase)

RNase Free Water

Code No. AG11012

包装量: 1 ml X 5 pcs

保存温度: -20 °C

➤ 产品概述

本产品为非 DEPC 处理的 RNase free water。适用于 RNA 样品的制备、PCR 及 RT-PCR 反应体系的配制等。

➤ 保存及运输

保存温度: -20°C 保存

运输温度: 干冰运输或 -20°C 冰袋运输

➤ 产品组成

RNase free water	1 ml X 5 pcs
------------------	--------------

➤ 性能检测

RNase 污染检测:

本产品中加入 1 μg 16S/23S rRNA, 37°C 反应 16 小时, 电泳谱带无明显变化。

DNase 污染检测:

- ◆ 本产品中加入 1 μg λ -HindIII digest, 37°C 反应 16 小时, 电泳谱带无明显变化。
- ◆ 本产品中加入 1 μg pBR322 质粒 DNA, 37°C 反应 16 小时, 电泳谱带无明显变化。



详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.