

# Oligo dT (18T)引物

## Oligo dT (18T) Primer

Code No. AG11612

包装量:	100 $\mu$ l (50 $\mu$ M)
保存温度:	-20 $^{\circ}$ C

### 产品概述

本制品是50  $\mu$ M的Oligo dT (18T) Primer, 引物与mRNA的poly(A)尾结合, 适合与反转录酶一起用于cDNA合成。本制品溶解于10 mM Tris-HCl (pH=8.0)、0.1 mM EDTA溶液。

可用于第一链cDNA合成、cDNA文库构建、RT-qPCR、RT-PCR等实验。

### 引物序列

5' - TTTTTTTTTTTTTTTTTT - 3'

### 质量控制

HPLC纯度检测合格。

MALDI-TOF MS质谱鉴定合格。

### 保存

保存温度: -20 $^{\circ}$ C

运输温度: 干冰或者-20 $^{\circ}$ C冰袋运输

### 产品组成

Oligo dT (18T) Primer (50 $\mu$ M)	100 $\mu$ l
------------------------------------	-------------

### 注意事项

产品融化后先离心, 将管壁上溶液离心收集到管底后再使用。

### 使用方法

- 1、反转录产物cDNA用于嵌合法和探针法qPCR时, 建议20  $\mu$ l反转录体系中加入1  $\mu$ l本制品。可以选择与随机引物(6 mer) (Code: AG11609) 结合使用。
- 2、反转录产物cDNA用于长片段PCR扩增时, 建议20  $\mu$ l反转录体系中加入1  $\mu$ l 2.5  $\mu$ M Oligo dT (18T)引物。
- 3、可根据实验要求进行调整。



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.