

# 牛血清白蛋白溶液

BSA solution

Code No. AG12003

包装量: 1 ml (20 mg/ml)  
保存温度: -20 °C

## 产品概述

牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin, BSA)，可作为酶稳定剂或载体蛋白等广泛应用于各生化研究中。

## 保存

保存温度: -20°C

运输温度: 干冰或者 -20°C 冰袋

## 储存液

10 mM Tris-HCl ( pH7.5 )

1 mM EDTA

50% (v/v) Glycerol

## 产品组成

BSA Solution (20 mg/ml)

1 ml

## 纯度检测

- 1、本制品与1 μg λ-Hind III digest在37°C下反应16小时，电泳条带没有明显变化。
- 2、本制品与1 μg pBR322质粒DNA在37°C下反应4小时，电泳条带没有明显变化。
- 3、本制品与1 μg λ-DNA在37°C下反应16小时，电泳条带没有明显变化。
- 4、本制品与1 μg的16S/23S rRNA在37°C条件下反应1小时，RNA电泳条带无明显变化。



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.